



**Память:** 20000 результатов анализов

**Методики измерения:** по конечной точке, кинетика

**Диапазон волн:** 300~800 нм

**Тип анализатора:** полуавтоматический биохимический анализатор

**Используемые методики и реактивы:** открытая система для любых биохимических и иммунотурбидиметрических методик и реагентов любых производителей

**Определяемые показатели:** все известные биохимические и иммунотурбидиметрические тесты

## Полуавтоматический биохимический анализатор

### **URIT-810**

URIT Medical Electronic Group Co., Ltd, KHP



**Высококачественный фильтр и закрытая фотометрическая система**



**Удобный дизайн**



**Большой объем памяти**



**Функция защиты от выключения электричества**

**Официальный дистрибутор на территории Республики Казахстан ТОО «Lab Technology»**

050563, г. Алматы, мкр. Аксай-4, дом 117а  
Тел./Факс: +7 (727) 373 01 61, 327 74 77

info@labtech.kz  
www.labtech.kz



#### Уникальный полностью дискретный

- 120 реакционных кювет с возможностью повторного применения и функцией автоматической очистки
- автоматическая детекция уровня жидкости, защита от повреждения при вертикальном и горизонтальном движении
- 200 тестов в час

## Полностью автоматический биохимический анализатор **URIT-8021A**

URIT Medical Electronic Group Co., Ltd, KHP



#### Точная система отбора образцов

- Уникальный пробозаборник с полированной поверхностью и пленкой Тefлон
- Автоматическая очистка пробозаборника с внутренней и внешней стороны облегчает очистку узла
- Система определения уровня жидкости
- Автоматическое определение глубины пробозаборника
- Защита от повреждения при вертикальном и горизонтальном движении



#### Стабильная фотометрическая система

- Точная фотометрическая система с оптическим волокном
- Увеличенный срок жизни фильтра с оксидной пленкой
- Высокая прочность кювет
- 8-шаг автоматическая очистка обеспечивает чистоту кювет и облегчает чистку узла



#### Большая вместимость каруселей для образцов и реагентов

- 30 мест для реагентов
- Охлаждаемая карусель с непрерывной работой 24 часа
- 45 мест для образцов, включая обычные, STAT, контроль и стандарт
- 120 реакционных кювет ложится в термостате
- Низкое требование для образцов и реагентов, открытая система для реагентов



#### Интеллектуальная оперативная система

- Дружественный интерфейс в среде Microsoft
- Мощная система контроля качества и программа статистики
- Выявление и печать результатов в режиме реального времени

Официальный дистрибутор на территории Республики Казахстан ТОО «Lab Technology»

050563, г. Алматы, мкр. Аксай-4, дом 117а  
Тел./Факс: +7 (727) 373 01 61, 327 74 77

info@labtech.kz  
www.labtech.kz