



#### Уникальный полностью дискретный

- 90 реакционных кювет с возможностью повторного применения и функцией автоматической очистки
- автоматическая детекция уровня жидкости, защита от повреждения при вертикальном и горизонтальном движении
- 300 тестов в час

## Полностью автоматический биохимический анализатор **URIT-8210**

URIT Medical Electronic Group Co., Ltd, KHP



#### Точная система отбора образцов

- Уникальный пробозаборник с полированной поверхностью и пленкой Тефлон
- Автоматическая очистка пробозаборника с внутренней и внешней стороны облегчает очистку узла
- Система определения уровня жидкости
- Автоматическое определение глубины пробозаборника
- Защита от повреждения при вертикальном и горизонтальном движении



#### Стабильная фотометрическая система

- Точная фотометрическая система с оптическим волокном
- Увеличенный срок жизни фильтра с оксидной пленкой
- Высокая прочность кювет
- 8-шаг автоматическая очистка обеспечивает чистоту кювет и облегчает чистку узла



#### Большая вместимость каруселей для образцов и реагентов

- 60 мест для реагентов
- Охлаждаемая карусель с непрерывной работой 24 часа
- 71 мест для образцов, включая обычные, STAT, контроль и стандарт
- 90 реакционных кювет ложится в термостате
- Низкое требование для образцов и реагентов, открытая система для реагентов



#### Интеллектуальная оперативная система

- Дружественный интерфейс в среде Microsoft
- Мощная система контроля качества и программа статистики
- Выявление и печать результатов в режиме реального времени

Официальный дистрибьютор на территории Республики Казахстан ТОО «Lab Technology»

050063, г. Алматы, мкр. Аксай-4, 117А  
Тел.: +7 (727) 220-81-42, 327-74-77,  
☎ +7 701 05 333 09

📷 labtechnology    📺 labtechnology  
📘 labtechnology    ✉ info@labtech.kz