



Используемые методики и реактивы: открытая система для любых биохимических и иммунотурбидиметрических методик и реактивов любых производителей

Определяемые показатели: все известные биохимические и иммунотурбидиметрические тесты

Методики измерения: по конечной точке, кинетика

Диапазон волн: 340 нм, 405 нм, 492 нм, 510 нм, 546 нм, 578 нм, 630 нм, 700 нм

Память: 30 000 результатов анализов Вес, кг: 5,9 кг

Полуавтоматический биохимический анализатор

URIT-880

URIT Medical Electronic Group Co., Ltd, КНР



Высококачественный фильтр и закрытая фотометрическая система



Удобный дизайн



Большой объем памяти



Функция защиты от выключения электричества



7-дюймовый цветной сенсорный экран

Официальный дистрибьютор на территории Республики Казахстан ТОО «Lab Technology»

050063, г. Алматы, мкр. Аксай-4, 117А

Тел.: +7 (727) 220-81-42, 327-74-77,

☎ +7 701 05 333 09

📷 labtechnology

📘 labtechnology

📺 labtechnology

✉ info@labtech.kz