

Портативный анализатор глюкозы

infopia

Element®

Infopia, Ю.Корея

Простой и удобный прибор для определения уровня глюкозы в капиллярной крови.



Результат теста в течение 3 секунд;



Малый объем крови – 0,3 мкл;



Функция эжектора полосы;



Настройка анализатора: еда / физ. нагрузка / лекарства.



Официальный дистрибьютор на территории Республики Казахстан ТОО «LabTechnology» 050563, г. Алматы, мкр. Аксай-4, дом 117а.

Тел./Факс: +7 (727) 373 01 61
+7(727) 327 74 77

e-mail: info@labtech.kz
www.labtech.kz