

# ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ BIOBASE

## ЛАМИНАРНЫЙ БОКС БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ II КЛАССА BSC-1300II B2-X



- ✓ Дистанционный контроль  
Оператору не нужно связываться с кабиной биологической безопасности непосредственно. Это благоприятно для предотвращения перекрестной контаминации. Также делает управление работой намного проще и удобнее.
- ✓ Ножной выключатель для регулирования высоты переднего окна.
- ✓ Рабочая камера окружена отрицательным давлением.
- ✓ Функция таймера
- ✓ VFD дисплей
- ✓ Датчик продолжительности работы фильтра
- ✓ Замок питания безопасности
- ✓ Электрическое переднее окно Согласно сертификатами: 1 американский стандарт ANSI/NSF49:2002 2 европейский стандарт EN12469:2000 3 китайский стандарт YY0569-2005.

## ПЦР БОКС PCR

- ✓ Моторизованное переднее стекло.
- ✓ Срок службы фильтра ULPA и индикатор срока службы УФ-фильтра
- ✓ Автоматическая регулировка скорости воздуха с помощью блока фильтра.
- ✓ С функцией памяти на случай отключения питания.
- ✓ Рабочая зона окружена отрицательным давлением, что Позволяет обеспечить максимальную безопасность в рабочей зоне.
- ✓ Большинство аксессуаров являются стандартными, что экономит ваши деньги. Нет необходимости платить больше.
- ✓ Звуковая и визуальная сигнализация (замена фильтра, превышение высоты окна, ненормальная скорость воздушного потока и т.д.).
- ✓ Пульт дистанционного управления. Все функции могут быть реализованы с его помощью, что делает эксплуатацию намного проще и удобнее.
- ✓ Функция блокировки: УФ-лампа и переднее стекло; УФ-лампа и вентилятор, флуоресцентная лампа; вентилятор и переднее стекло.



# ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ BIOBASE

## ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ С ВОЗДУХОВОДОМ FN(X)



- ✓ УФ-лампа для стерилизации.
- ✓ Переднее стекло с электроприводом.
- ✓ Устойчив к слабым кислотам и щелочам.
- ✓ Регулируемая скорость воздуха: 9 уровней.
- ✓ Сигнализация при времени работы фильтра 3500 часов.
- ✓ С функцией памяти на случай отключения электроэнергии.
- ✓ Компенсация воздуха сзади, чтобы избежать турбулентности в рабочей зоне.
- ✓ Эргономичный дизайн передней части с наклоном 8°, рабочая поза без утомления.
- ✓ Микропроцессорная система управления, светодиодный дисплей показывает время работы фильтра.
- ✓ Прозрачные боковые стеклянные окна обеспечивают максимальное освещение и обзор внутри шкафа, обеспечивая яркую и открытую рабочую среду.

## ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ С ВОЗДУХОВОДОМ FN(P)

- ✓ Безопасные в использовании антикоррозионный кран подачи воды
- ✓ Микропроцессорная система управления, ЖК - дисплей
- ✓ Рабочая камера сделана из РР (полипропиленового) материала цвета белого фарфора, устойчивого к сильным кислотам, щелочи, антикоррозионный.
- ✓ Переднее окно сделано из толстого прозрачного закаленного стекла максимально пропускающего свет внутри вытяжного шкафа, обеспечивая яркую и открытую рабочую среду.



Наш адрес:

Город Алматы, микрорайон Аксай 4, дом 117 А, цокольный этаж

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по телефону

+7 (727) 220 81 42, +7 (727) 327 74 77,

+7 701 053 33 09

наш сайт:

[www.labtech.kz](http://www.labtech.kz)

наши социальные сети:

@LabTechnology