



SAFE-ACCU 2

Портативный анализатор глюкозы



- ✓ Глюкометр оснащен кнопкой для удаления использованной тест-полоски.
- ✓ Маленький объём крови – 0,6 мкл
- ✓ Система измерения сахара в крови FAD-GDH
- ✓ Глюкометр может быть использован для применения в условиях большой проходимости
- ✓ Автоматическая активация
- ✓ Среднее значение тестов за 7, 14, 28 дней
- ✓ Световой индикатор
- ✓ Калибровка глюкометра – откалиброван по плазме крови
- ✓ Диапазон измерения – 1,1-33,3 ммоль/л (20-600 мг/дл)
- ✓ Время проведения анализа – 10 секунд
- ✓ Память – 200 последних результатов
- ✓ Срок службы батарей: 1000 тестов

Наш адрес:

Город Алматы, микрорайон Аксай 4, дом 117 А, цокольный этаж

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по телефону

+7 (727) 220 81 42, +7 (727) 327 74 77,

+7 701 053 33 09

наш сайт:

www.labtech.kz

наши социальные сети:

@LabTechnology



SAFE-ACCU 2

Шағын глюкоза талдауышы



- ✓ Глюкометр пайдаланылған тест-жолақты алып тастауға арналған батырмамен жабдықталған.
- ✓ Қанның шағын көлемі – 0,6 мкл
- ✓ FAD-GDH қандағы қант мөлшерін өлшеу жүйесі
- ✓ Глюкометр өткізушілік көлемі жоғары жағдайда қолдану үшін пайдаланылуы мүмкін.
- ✓ Автоматты түрде іске қосылу
- ✓ 7, 14, 28 күн ішіндегі тесттердің орташа мәні
- ✓ Жарықдиодты индикатор
- ✓ Глюкометрді түзету – қан плазмасы бойынша түзетілген
- ✓ Өлшеу аралығы – 1,1-33,3ммоль/л (20-600мг/дл)
- ✓ Талдама жүргізу уақыты – 10 секунд
- ✓ Жады – 200 соңғы нәтиже
- ✓ Батареяның қызмет ету мерзімі: 1000 тест

Біздің мекен-жайымыз:

Алматы қаласы, Ақсай ықшам ауданы 4, 117 А корпусы, бірінші қабат

Сұрақтарыңыз болса телефондар арқылы хабарласыңыз

+7 (727) 220 81 42, +7 (727) 327 74 77,

+7 701 053 33 09

біздің веб-сайт:

www.labtech.kz

біздің әлеуметтік желілер:

@LabTechnology



LabTechnology

SAFE AQ SMART

Портативный анализатор глюкозы



- ✓ Маленький объём крови – 0,6 мкл
- ✓ Образец крови: свежая капиллярная или венозная кровь
- ✓ Система измерения сахара в крови FAD-GDH
- ✓ Калибровка глюкометра – откалиброван по плазме крови
- ✓ Диапазон измерения – 1,1-33,3ммоль/л (20-600мг/дл)
- ✓ Время проведения анализа – 5 секунд
- ✓ Память – 10 последних результатов
- ✓ Срок службы батарей: 1000 тестов

Наш адрес:

Город Алматы, микрорайон Аксай 4, дом 117 А, цокольный этаж

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по телефону

+7 (727) 220 81 42, +7 (727) 327 74 77,

+7 701 053 33 09

наш сайт:

www.labtech.kz

наши социальные сети:

@LabTechnology



LabTechnology

SAFE AQ SMART

Шағын глюкоза талдауышы



- ✓ Қанның шағын көлемі – 0,6 мкл
- ✓ Қан үлгісі: капиллярлық немесе көктамырдан жаңа алынған қан
- ✓ FAD-GDH қандағы қант мөлшерін өлшеу жүйесі
- ✓ Глюкометрді түзету – қан плазмасы бойынша түзетілген
- ✓ Өлшеу аралығы – 1,1-33,3ммоль/л (20-600мг/дл)
- ✓ Талдама жүргізу уақыты – 5 секунд
- ✓ Жады – 10 соңғы нәтиже
- ✓ Батареяның қызмет ету мерзімі: 1000 тест

Біздің мекен-жайымыз:

Алматы қаласы, Ақсай ықшам ауданы 4, 117 А корпусы, бірінші қабат

Сұрақтарыңыз болса телефондар арқылы хабарласыңыз

+7 (727) 220 81 42, +7 (727) 327 74 77,

+7 701 053 33 09

біздің веб-сайт:

www.labtech.kz

біздің әлеуметтік желілер:

@LabTechnology