

Urilyzer® 100 (Pro)



Анализатор мочи Urilyzer® 100 Pro сочетает в себе 30-летний опыт компании Analyticon в тестировании мочи с использованием инновационных приборов. Совместно с тест полосами CombiScreen 11 SYS PLUS система предлагает бескомпромиссно простое использование, высокое качество и оперативность в компактном формате.

- Легкий, компактный и безопасный.
- Интуитивно понятный и простой пользовательский интерфейс, управляется через цветной сенсорный экран.
- До 120 тестов в час (быстрый режим) или до 50 тестов/час (в нормальном режиме).
- Улучшенное управление оператора предотвращает несанкционированное использование.
- Автоматическая передача результатов на LIS или автоматическая распечатка результатов тестирования.
- Память: Результаты тестов до 3000 тестов.
- Память: Результаты контроля качества до 1000 результатов.

CombiScan 500



Анализатор мочи **CombiScan 500** предназначен для проведения экспресс анализа мочи (по 11 показателям) в лабораториях различного типа.

Прибор очень удобен и прост в использовании, имеет встроенный принтер, дисплей, компьютерный интерфейс и память. Результаты автоматически печатаются на принтере или считываются с дисплея. Для работы с приборами не требуется специальной подготовки.

Данный прибор работает с типами тест-полос **CombiScreen 11 SYS PLUS** для одновременного определения 11 показателей: глюкоза, билирубин, кетоновые тела, удельный вес, эритроциты, pH, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, аскорбиновая

кислота.

Упаковка тест-полос также имеет цветовую шкалу для без приборной оценки 11 показателей мочи.

Основные параметры:

- Производительность – 500 анализов в час.
- Память – до 1000 результатов.
- Не требует специальной калибровки.
- Защита от загрязнений.
- Простота в очистке и обслуживании.
- Закрытый лоток для отходов.
- Встроенный термопринтер.
- Возможность подключения компьютера, клавиатуры и бар-код ридера
- Возможность интеграции в ЛИС.



Тест полосы CombiScreen 11SYS PLUS

С дополнительной защитой от ложных результатов!

- Четкая цветовая дифференциация аналитических зон
- Высочайшая точность, простота определения и интерпретации результатов, как в визуальном, так и в автоматическом режиме
- Определение 11 параметров мочи
- Воспроизводимость и стабильность результатов
- Тубы увеличенной емкости (150 тест-полосок)
- Наличие защиты от аскорбиновой кислоты для точного определения глюкозы и цельной крови в моче.



Аскорбиновая кислота попадает в организм человека в основном через продукты питания и пищевые добавки (витамины) и в большом количестве выводится в неизменном виде с мочой. Это приводит к понижению или даже появлению ложно отрицательных результатов при определении цельной крови и глюкозы в моче. Тест – полоски CombiScreen PLUS позволяют значительно повысить надежность определения этих параметров благодаря интегрированной системе защиты аскорбиновой кислоты.

ТОО «LabTechnology»
г.Алматы, мкр.Аксай-4, д. 117
Тел./Факс: +7(727) 373 01 61, Тел.: +7(727) 327 74 77
Моб.: +7 (701) 879 69 01
E-mail info@labtech.kz

www.labtech.kz

